



ELETTRODO RADIOTRASPARENTE MONOUSO PE-FOAM 28-44mm -rettangolare ad/ped

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 33312

EAN / GTIN 8054953343495

Confezione 1

ELETTRODI UNIVERSALI PER ECG - latex free • Codice FIAB: F9046
RM • Radioluciente e amagnetico • Materiale: Schiuma - PE •
Dimensione: Ø 28 x 44 mm • Gel: Solido • Forma: Rettang. •
Connessione: Snap al carbonio • Paziente: Adulto, Pediatrico •
Applicazione: ECG a riposo, sotto sforzo, holter, MRI • Minimo di
vendita: Conf. da 2.000 pz (20 buste da 100)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

C020501

EAN / GTIN

8054953343495

CODICE GEF

33312



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697