



## Elettrodi Monouso Foam

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) **33313**EAN / GTIN **8054242449655**Confezione **1**

ELETTRODI UNIVERSALI PER ECG - latex free • Codice FIAB: F9089P-100 • Materiale: Schiuma • Dimensione: Ø 32 x 36 mm • Gel: Solido • Forma: Ovale • Connessione: Snap • Paziente: Pediatrico • Applicazione: riposo, stress, holter ECG • Minimo di vendita: Conf. da 2.000 pz (20 buste da 100)

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIAMETRO	EAN	CONFEZIONE
33313	32-36 mm	8054242449655	1
33314	36-40 mm	8054242449648	1

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**I**

CND

**C020501**

EAN / GTIN

**8054242449655**

CODICE GEF

**33313**

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697