



ELETTRODI MONOUSO FOAM 36- 40 mm

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 33314

EAN / GTIN 8054242449648

Confezione 1

ELETTRODI UNIVERSALI PER ECG - latex free • Codice FIAB: F9089-100 • Materiale: Schiuma • Dimensione: Ø 36 x 40 mm • Gel: Solido • Forma: Ovale • Connessione: Snap • Paziente: adulto • Applicazione: riposo, stress, holter ECG • Minimo di vendita: Conf. da 2.000 pz (20 buste da 100)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

C020501

EAN / GTIN

8054242449648

CODICE GEF

33314



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697