



## ELETTRODI MONOUSO FOAM 42- 45 mm gel liquido

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 33315

EAN / GTIN 8054953347141

Confezione 1

ELETTRODI UNIVERSALI PER ECG - latex free • Codice FIAB:  
F9089GL • Materiale: Schiuma • Dimensione: Ø 42x45 mm • Gel:  
Liquido • Forma: Ovale • Connessione: Snap • Paziente: adulto •  
Applicazione: riposo, stress, holter ECG • Minimo di vendita: Conf. da  
1.250 pz (25 buste da 50)

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

C020501

EAN / GTIN

8054953347141

CODICE GEF

33315



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697