



# Stazione DI Lavoro ECG Wireless Contec 8000 12 Canali

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 33316

EAN / GTIN 6945040103455

Confezione 1

STAZIONE DI LAVORO ECG WIRELESS CONTEC 8000 12 canali

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Derivazioni: 12 derivazioni standard
- Modalità input: protezione da fluttuazioni e defibrillazione
- CMRR: > 60dB, >100dB (aggiungere filtro)
- Costante di tempo: = 3.2s
- Corrente dispersione paziente: < 10  $\mu$ A
- Tensione calibrazione: 1mV
- Campionamento: frequenza: fino a 1000Hz
- Accuratezza: fino a 24 bit
- Corrente circuito ingresso: = 50nA
- Impedenza ingresso: = 50MO
- Livello di rumore: = 15 $\mu$ Vp-p
- Risposta in frequenza: 0,05~150 Hz (-3 ~ + 0,4dB)
- Tensione polarizzazione:  $\pm$  500mV
- Formato di stampa: A4, B5
- Formato referti: BMP, PNG, PDF, JPG
- Sistema operativo: Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 10 / 11

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**Ila**

CND

**Z12050301**

EAN / GTIN

**6945040103455**

CODICE GEF

**33316**



**ASSISTENZA E  
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](http://gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

**GEF Medica** - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - PIVA 02024070472 - SDI M5UXCR1  
[info@gefmedica.it](mailto:info@gefmedica.it) - Tel. **0573 1944697** - [gefmedica.it](http://gefmedica.it)