

# Batteria Ricaricabile per 33330/2

Codice GEF (SKU) **33318**

EAN / GTIN **8023279333183**

Confezione **1 pz.**

Batteria al Litio ricaricabile 2500 mAh Ricambio per: Edan SE-1 Single Channel ECG (cod. 33330) Edan SE-3 colour Three Channel ECG - interpretative (cod. 33333)

GEF Medica

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279333183**

CODICE GEF

**33318**



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697