



# SET ELETTRODI PRECORDIALI ULTRA

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **33324**EAN / GTIN **8033003261569**Confezione **1**

ELETTRODI ECG UNIVERSALI RIUTILIZZABILI Set di 6 elettrodi precordiali Ultra Ø 30 mm - contatti in argento Sfere in PVC blu Ø 33 mm Elettrodo Ø 4 mm Connettore elastico da 4 mm

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**I**

CND

**C020501**

EAN / GTIN

**8033003261569**

CODICE GEF

**33324**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697