



ELETTRODI MONOUSO TNT 40 mm

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 33326

EAN / GTIN 8054242448184

Confezione 1

ELETTRODI UNIVERSALI PER ECG - latex free • Codice FIAB: F2080P
• Materiale: Tessuto non tessuto • Dimensione: Ø 40 mm • Gel: Solido •
Forma: Tondo • Connessione: Snap • Paziente: Pediatrico •
Applicazione: riposo, lungo termine, stress, holter ECG • Minimo di
vendita: Conf. da 1.200 pz (24 buste da 50)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

C020501

EAN / GTIN

8054242448184

CODICE GEF

33326



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697