



ECG EDAN SE-1 1 Canale Con Monitor

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 33330

EAN / GTIN 8023279333305

Confezione 1

ECG EDAN SE-1 1 canale con monitor

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Derivazioni: 12 derivazioni standard
- Modalità di acquisizione: Individuale
- Precisione: 2,5, 5, 10, 20, mm / mV
- Impedenza in ingresso: > 50 MOhm
- Filtro: - Filtro EMG 35 Hz (-3 dB) - Filtro AC / DFT 50 Hz / 60 Hz (-20 dB)
- Modalità di registrazione: Automatica / Manuale
- Ritmo derivazioni: tutte le derivazioni
- Norme di sicurezza: IEC I / CF
- Alimentazione: - AC: 100 V - 115 V / 220 V - 240 V, 50/60 Hz - Batteria ricaricabile agli ioni di litio: voltaggio 14,8 V - Più 6,5 ore di funzionamento continuo con alimentazione a batteria
- Carta termica: 50 mm x 30 m
- Velocità di stampa: 25, 50 mm/s (± 3%)
- Dimensioni: 300 x 260 x 75 mm
- Peso: 2,3 kg con batteria inclusa
- Display: 192 x 64 pixel LCD
- Lingua di visualizzazione selezionabile: GB, IT, FR, ES, PL, RU, TR, UA
- Interfaccia: RS232

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

Ila

CND

Z12050302

EAN / GTIN

8023279333305

CODICE GEF

33330



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - PIVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. **0573 1944697** - gefmedica.it