



# ECG EDAN SE-3 A Colori 3 Canali Con Monitor Ed Interpret.

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 33333

EAN / GTIN 8023279333336

Confezione 1

ECG EDAN SE-3 A COLORI 3 canali con monitor ed interpret.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Derivazioni: 12 derivazioni standard
- Modalità di acquisizione: 12 derivazioni contemporaneamente
- Precisione: 2,5, 5, 10, 20, mm / mV
- Impedenza in ingresso: > 50 MOhm
- Filtro: - EMG 25/35/45 Hz off - DFT 0,05/0,15/0,25/0,32/0,5/0,67 Hz - Passo basso 150/100/75 Hz - AC on/off
- Modalità di registrazione: Automatica/Manuale/Ritmo/USBPRT
- Ritmo derivazioni: tutte le derivazioni
- Norme di sicurezza: IEC I / CF
- Alimentazione: - AC: 100 V - 115 V / 220 V - 240 V, 50/60 Hz - Batteria ricaricabile agli ioni di litio: voltaggio 14,8 V - Più 6 ore di funzionamento continuo con alimentazione a batteria
- Memoria dati: 500 ECG
- Carta termica: 80 mm x 20 m
- Velocità di stampa: 5, 6,25, 10, 12,5, 25, 50 mm/s
- Dimensioni: 300 x 260 x 75 mm
- Peso: 2,5 kg senza batterie
- Schermo: 320 x 240 pixels LCD (a colori)
- Lingua di visualizzazione selezionabile: GB, IT, FR, ES, RU, PL, CZ, RO, DE, TR, HR, UA
- Interfaccia: Ethernet, RS232, USB
- Scanner per codici a barre: si
- Formato report: PDF, Dicom, SCP, XML

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**IIa**

CND

**Z12050301**

EAN / GTIN

CODICE GEF



**ASSISTENZA E  
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)

8023279333336

33333

info@gefmedica.it - Tel. 0573  
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](http://gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

**GEF Medica** - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1  
[info@gefmedica.it](mailto:info@gefmedica.it) - Tel. 0573 1944697 - [gefmedica.it](http://gefmedica.it)