



SOFTWARE PC PER COD. 33332 e 33333

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) **33336**

EAN / GTIN **8023279333367**

Confezione **1**

Software di visualizzazione per la gestione dei dati ECG basata su PC -
 Compatibile con Windows XP, Windows 7, Vista (32 bit, 64 bit) -
 Rapporti Multi Formato: XML / SCP / DICOM / PDF / JPG / BMP / TIFF / PNG -
 Supporta la comunicazione bidirezionale con il dispositivo ECG
 - Lingue: GB, FR, IT, DE, PL, RU, ES, TU.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II A

CND
Z12050302

EAN / GTIN
8023279333367

CODICE GEF
33336



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
 prezzo e documentazione di
 conformità su GEFMEDICA.IT
 info@gefmedica.it · Tel. 0573
 1944697