




ELETTRODI A FRANCOBOLLO

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 33341

EAN / GTIN 38033695726514

Confezione 1

ELETTRODI UNIVERSALI PER ECG - latex free • Codice FIAB:
F3001ECG • Materiale: Gelificata • Dimensione: 34 x 23 mm • Gel:
Solido • Forma: TAB • Connessione: Alligator • Paziente: adulto •
Applicazione: riposo ECG • Minimo di vendita: Busta da 100 pz.

DATI REGOLATORI • DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

C020501

EAN / GTIN

38033695726514

CODICE GEF

33341



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica - verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it - Tel. 0573
1944697