

GEF Medica

Elettrodi a Francobollo - Pre-gellati, Monouso

Codice GEF (SKU) 33343

ELETTRODI UNIVERSALI PER ECG - latex free • Codice FIAB:

F3001NECG

- Materiale: Gelificata
- Dimensione: 34 x 13 mm
- Gel: Solido
- Forma: TAB
- Connessione: Alligator
- Paziente: pediatrico, neonatale
- Applicazione: riposo ECG
- Minimo di vendita: Conf. da 520 pz (13 buste da 40)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ELETTRODI UNIVERSALI PER ECG - latex free
- Codice FIAB: F3001NECG
- Materiale: Gelificata
- Dimensione: 34 x 13 mm
- Gel: Solido
- Forma: TAB
- Connessione: Alligator
- Paziente: pediatrico, neonatale
- Applicazione: riposo ECG
- Minimo di vendita: Conf. da 520 pz (13 buste da 40)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
33343

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697