



ELETTRODI FOAM MONOUSO 48-50mm gel

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 33344

EAN / GTIN 8033695726872

Confezione 1

ELETTRODI UNIVERSALI PER ECG - latex free • Codice FIAB: F9067 •
Materiale: Schiuma - PE • Dimensione: Ø 48 x 50 mm • Gel: Liquido •
Forma: Ovale • Connessione: Snap • Paziente: adulto • Applicazione:
riposo, stress, holter ECG • Minimo di vendita: Conf. da 1.200 pz (24
buste da 50)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

C020501

EAN / GTIN

8033695726872

CODICE GEF

33344



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697