



Elettrodi a Francobollo (50 Buste da 100 Elettrodi)

Codice GEF (SKU) **33346**

EAN / GTIN **8033695726513**

ELETTRODI UNIVERSALI PER ECG - latex free • Codice FIAB:
F3001ECG • Materiale: Gelificata • Dimensione: 34 x 23 mm • Gel:
Solido • Forma: TAB • Connessione: Alligator • Paziente: adulto •
Applicazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ELETTRODI UNIVERSALI PER ECG - latex free
- Codice FIAB: F3001ECG
- Materiale: Gelificata
- Dimensione: 34 x 23 mm
- Gel: Solido
- Forma: TAB
- Connessione: Alligator
- Paziente: adulto
- Applicazione: riposo ECG
- Minimo di vendita: Conf. da 5.000 pz (50 buste da 100)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8033695726513

CODICE GEF

33346



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697