



SET 4 ELETTRODI PERIFERICI (PINZE) PEDIATRICI

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 33363

EAN / GTIN 08033003263525

Confezione 1

ELETTRODI ECG UNIVERSALI RIUTILIZZABILI Set di 4 elettrodi pediatrici periferici (4 colori). Morsetto pediatrico 20 x 90 mm Attacco universale: foro con vite (4mm) e clip.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

C020501

EAN / GTIN

08033003263525

CODICE GEF

33363



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697