



SET 4 ELETTRODI PERIFERICI (PINZE) ADULTI

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 33364

EAN / GTIN 8023279333640

Confezione 1

ELETTRODI ECG UNIVERSALI RIUTILIZZABILI Set di 4 elettrodi per adulti periferici (4 colori) Morsetto adulto 30 x 130 mm Attacco universale: foro con vite (4mm) e clip.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

C020501

EAN / GTIN

8023279333640

CODICE GEF

33364



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697