



SET 6 ELETTRODI PRECORDIALI

Dispositivo medico

Classe I

3 varianti

Codice GEF (SKU) 33365

EAN / GTIN 8023279333657

Confezione 1

ELETTRODI ECG UNIVERSALI RIUTILIZZABILI Set di 6 elettrodi precordiali Ø 24 mm - contatti in argento Sfere in PVC blu Ø 33 mm Foro connettore in metallo da 4 mm con vite e clip

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
33365	33365	8023279333657	1
33368	33368	8023279333688	1
33369	33369	8023279333695	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

C020501

EAN / GTIN

8023279333657

CODICE GEF

33365



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697