



ADATTATORE ELETTRODI MONOUSO

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **33367**

EAN / GTIN **8033003265017**

Confezione **1**

Set di 10 adattatori (6 bianchi, 1 giallo, 1 verde, 1 rosso, 1 nero) per elettrodi ECG SNAP da 4 mm - codici 33313, 33314, 33327, 33344, 33370, 33371.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12050380

EAN / GTIN

8033003265017

CODICE GEF

33367



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697