



ELETTRODI PE-FOAM MONOUSO 40 mm

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **33370**EAN / GTIN **08033695726094**Confezione **1**

ELETTRODI UNIVERSALI PER ECG - latex free • Codice FIAB: F9060P

• Materiale: Schiuma - PE • Dimensione: Ø 40 mm • Gel: Solido •

Forma: Tondo • Connessione: Snap • Paziente: Pediatrico •

Applicazione: riposo, lungo termine, stress, holter ECG • Minimo di vendita: Busta da 50 pz.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

C020501

EAN / GTIN

08033695726094

CODICE GEF

33370

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697