



## Elettrodi PE-Foam Monouso

Dispositivo medico

Classe I

3 varianti

Codice GEF (SKU) 33372

EAN / GTIN 8054242440096

Confezione 1

ELETTRODI UNIVERSALI PER ECG - latex free • Codice FIAB: F9047/4FL • Materiale: Schiuma - PE • Dimensione: 28 x 44 mm • Gel: Liquido • Forma: Rettangolare • Connessione: Spina 4 mm • Paziente: adulto • Applicazione: riposo ECG • Minimo di vendita: Conf. da 1.000 pz (20 buste da 50)

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIAMETRO	EAN	CONFEZIONE
33372	28-44 mm	8054242440096	1
33370	40 mm	08033695726094	1
33371	48-50 mm	08033695724304	1

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

C020501

EAN / GTIN

8054242440096

CODICE GEF

33372



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697