



ELETTRODI FOAM MONOUSO 23-30 mm ovali con cavo 35cm

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 33373

EAN / GTIN 8033003261682

Confezione 1

ELETTRODI UNIVERSALI PER ECG - latex free • Codice FIAB: F9053N
• Materiale: Schiuma • Dimensione: Ø 23 x 30 mm • Gel: Solido •
Forma: Ovale • Connessione: spina da 4 mm • Paziente: pediatrico,
neonatale • Applicazione: monitoraggio della registrazione ECG •
Minimo di vendita: Conf. da 1.50 pz (5 buste da 30)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

C020501

EAN / GTIN

8033003261682

CODICE GEF

33373



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697