



# ELETTRODI RED DOT 3M

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **33378**EAN / GTIN **10707387789500**Confezione **1**

ELETTRODI 3M™ RED DOT™ Elettrodi a gel - diagnostica a breve termine - Codice 3M di riferimento: 2330 - Misure: 3,2 x 2,2 cm - Elettrodo adesivo con gel per ECG a riposo

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**I**

CND

**C020501**

EAN / GTIN

**10707387789500**

CODICE GEF

**33378**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697