



Batterie Heart Save per Heartsave Aed, Aed-m 33384/5, 33391/2/4/6/7/9 - Ricambio

Codice GEF (SKU) 33387

EAN / GTIN 8023279333879

Batteria al litio non ricaricabile 6 anni di vita per AED e AED-M

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Batteria al litio non ricaricabile 6 anni di vita per AED e AED-M

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279333879

CODICE GEF

33387



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697