



Defibrillatore con Batteria al Litio Primedic Heart Save AED Gb/es/pt/gr

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 33391

EAN / GTIN 8023279333916

Confezione 1

Defibrillatore HeartSave AED - con batteria al litio (200 scariche con 360J) 6 anni standby - Lingue: Inglese, Spagnolo, Greco, Portoghese
La gamma di prodotti PRIMEDIC HeartSave è facile e veloce da utilizzare. I comandi vocali chiari guidano i soccorritori nelle procedure di rianimazione. • Defibrillazione a corrente controllata - CCD

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Defibrillazione Modalità semi-automatica Onde: bifasica controllata Energia: 50-360J Tempo ricarica: < 12 sec @ 360J Modalità Operativa asincrona Modalità pediatrica
- ECG Campo Impedenza: 23-200 Ohm
- Rilevamento VF/VT Rilevamento VF/VT Tempo analisi: 7-12 sec Soglia asistolica: <0.2mV Artefact - individuazione Pacemaker
- Elettrodi Elettrodi non polarizzati, cavo lungo 2 m
- Backup dati Memoria removibile Voce registrata
- Alimentazione Batteria al litio 6 anni di vita utile o 200 scariche con 200J - monitoraggio 15 ore
- Status display Visualizzazione stato defibrillatore e batteria

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II BCND
Z12030501EAN / GTIN
8023279333916CODICE GEF
33391

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697