



# DEFIBRILLATORE con batteria al litio PRIMEDIC HEART SAVE AED altre lingue

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 33394

EAN / GTIN 8023279333947

Confezione 1

Defibrillatore HeartSave AED - con batteria al litio (200 scariche con 360J) 6 anni standby - Altre lingue: Possiamo fornire altre lingue (voce+manuale): BG, CZ, DK, FI, HR, HU, MK, NL, NO, RO, RU, SE, SI, TR, AE, CN, IR, TH. Specificare nell'ordine. Disponibile in 40/60 giorni. La gamma di prodotti PRIMEDIC HeartSave è facile e veloce da utilizzare. I comandi vocali chiari guidano i soccorritori nelle procedure di rianimazione. • Defibrillazione a corrente controllata - CCD

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Defibrillazione Modalità semi-automatica Onde: bifasica controllata Energia: 50-360J Tempo ricarica: < 12 sec @ 360J Modalità Operativa asincrona Modalità pediatrica
- ECG Campo Impedenza: 23-200 Ohm
- Rilevamento VF/VT Rilevamento VF/VT Tempo analisi: 7-12 sec Soglia asistolica: <0.2mV Artefact - individuazione Pacemaker
- Elettrodi Elettrodi non polarizzati, cavo lungo 2 m
- Backup dati Memoria removibile Voce registrata
- Alimentazione Batteria al litio 6 anni di vita utile o 200 scariche con 200J - monitoraggio 15 ore
- Status display Visualizzazione stato defibrillatore e batteria

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
II BCND  
Z12030501EAN / GTIN  
8023279333947CODICE GEF  
33394

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697