



# Defibrillatore con ECG e Monitor Primedic Heart Save Aed-m It/fr/de/gb

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 33397

EAN / GTIN 8023279333978

Confezione 1

Defibrillatore HeartSave AED-M - con batteria al litio (200 scariche con 360J) 6 anni standby - Lingue: Italiano, Francese, Tedesco, Inglese La gamma di prodotti PRIMEDIC HeartSave è facile e veloce da utilizzare. I comandi vocali chiari guidano i soccorritori nelle procedure di rianimazione. • Defibrillazione a corrente controllata - CCD

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Defibrillazione Modalità semi-automatica Onde: bifasica controllata Energia: 50-360J Tempo ricarica: < 12 sec @ 360J Modalità Operativa asincrona Modalità pediatrica
- ECG Lead: II Campo Impedenza: 23-200 Ohm Frequenza cardiaca: 30-300 per min
- Rilevamento VF/VT Rilevamento VF/VT Tempo analisi: 7-12 sec Soglia asistolica: <0.2mV Artefact - individuazione Pacemaker
- Elettrodi Elettrodi non polarizzati, cavo lungo 2 m
- Monitor LCD 95x72 mm (4,7"/120mm) 320x240 pixel (0,36x0,36 mm) Display stato Batterie Velocità 25 mm/s Frequenza, n. defibrillazioni, n. di VF/VT, tempo totale di rianimazione
- Backup dati Memoria removibile Voce registrata
- Alimentazione Batteria al litio 6 anni di vita utile o 200 scariche con 200J - monitoraggio 15 ore
- Status display Visualizzazione stato defibrillatore e batteria

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**II B**

CND

**Z12030501**

EAN / GTIN

**8023279333978**

CODICE GEF

**33397**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697