



DEFIBRILLATORE con batteria al litio PRIMEDIC HEART SAVE PAD altre lingue

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 33402

EAN / GTIN 8023279334029

Confezione 1

Defibrillatore HeartSave PAD - con batteria al litio (140 scariche con 360J) 3 anni standby - Altre lingue. Possiamo fornire altre lingue (voce+manuale): GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, NL, PL, RO, HU, CZ, DK, LT, SE, RU. Solo voce: HR, FI, NO, SI, SK, BG, IL, IS, MK, TR, AE, KR, IR, TH, KT, CN. La gamma di prodotti PRIMEDIC HeartSave è facile e veloce da utilizzare. I comandi vocali chiari guidano i soccorritori nelle procedure di rianimazione. • Defibrillazione a corrente controllata - CCD

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Defibrillazione Modalità semi-automatica Onde: bifasica controllata Energia: 50-360J Tempo ricarica: < 12 sec @ 360J Modalità Operativa asincrona Modalità pediatrica
- ECG Campo Impedenza: 23-200 Ohm
- Rilevamento VF/VT Rilevamento VF/VT Tempo analisi: 7-12 sec Soglia asistolica: <0.2mV Artefact - individuazione Pacemaker
- Elettrodi Elettrodi non polarizzati, cavo lungo 2 m
- Backup dati Memoria removibile Voce registrata
- Alimentazione Batteria al litio 3 anni di vita utile o 140 scariche con 360J
- Status display Visualizzazione stato defibrillatore e batteria

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II BCND
Z12150101EAN / GTIN
8023279334029CODICE GEF
33402

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697