



Boccagli adulti monouso per spirometria

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 33410

EAN / GTIN 8023279334104

Confezione 1

Boccagli monouso di carta adatti alla maggior parte delle marche di spirometri e misuratori di picco di flusso. Sono confezionati singolarmente in un sacchetto trasparente. • Materiale: carta • Dimensioni (Ø int x Ø est x h): 2,8 x 3 x 6,5 cm (adulto) • Da utilizzare con i codici: 33431, 33433, 33471-2, 33510, 33512-14, 33518-22, 33528-32, 33534 • Compatibile con: Micromedical, Vitalograph, Mir, Ferraris (Koko legend), Cardiettes, (Pneumos 300)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

R9001

EAN / GTIN

8023279334104

CODICE GEF

33410



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697