



## BOCCAGLI PEDIATRICI

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 33411

EAN / GTIN 8023279334111

Confezione 1

Boccagli monouso di carta, adatti alla maggior parte delle marche di spirometri e misuratori di picco di flusso. Sono confezionati singolarmente in un sacchetto trasparente. • Materiale: carta • Dimensioni (Ø int x Ø est x h): 2,0 x 2,2 x 6 cm (pediatrico) • Da utilizzare con i codici: 33431, 33433, 33471-2, 33510, 33512-14, 33518-22, 33528-32, 33534 • Compatibile con: Micromedical, Vitalograph, Mir

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
**II A**CND  
**R9001**EAN / GTIN  
**8023279334111**CODICE GEF  
**33411**

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697