



Defibrillatore AED Rescue Sam Spagnolo

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 33430

EAN / GTIN 8023279334302

Confezione 1

Rescue Sam è un defibrillatore esterno semi automatico predisposto per un utilizzo pubblico da persone poco esperte. Fornisce indicazioni semplici per le operazioni di soccorso. È stato creato per intervenire nelle situazioni di Fibrillazione Ventricolare (VF) e di Tachicardia Ventricolare. Fornito con batteria al litio, set di elettrodi adulti e manuale d'uso. In accordo con le Linee Guida 2010 AHA/ERC. Produzione italiana.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Modalità: semi-automatico
- Forma d'onda: BTE (Bifasica esponenziale troncata) impedenza compensata
- Energia: 200 J fissa
- Controllo di carica: automatico da software (sistema di rilevazione dell'aritmia e controllo della carica)
- Tempo di ricarica: < 8 secondi generalmente con batteria nuova
- Vettore di erogazione scarica: placche adulti in posizione anteriore (Lead II) o placche pediatriche a energia ridotta in posizione anteriore-posteriore
- Istruzioni vocali: I messaggi vocali e ottici guidano l'utente durante l'intervento di soccorso
- Autotest: automatici, inserimento batteria giornalieri
- Batteria lunga durata: Monouso 12Vdc 42 Ah, LiMnO2
- Capacità batteria: 200 scariche o 4 ore di funzionamento
- Registrazione eventi: primi 60 minuti di ECG e eventi
- Dimensioni - Peso: 30 x 28 x 9 h cm - 2.3 kg con batteria

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II BCND
Z12030599EAN / GTIN
8023279334302CODICE GEF
33430

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697