



# DEFIBRIL. HEART SAVE AED M-batt. Ric e monitor / altre lingue

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 33446

EAN / GTIN 8023279334463

Confezione 1

Defibrillatore HeartSave AED-M con monitor - con batteria ricaricabile AKUPAK LITE e sistema di ricarica - Altre lingue: Possiamo fornire altre lingue (voce+manuale): BG, CZ, DK, FI, HR, HU, MK, NL, NO, RO, RU, SE, SI, TR, AE, CN IR, TH. Specificare nell'ordine. Disponibile in 40/60 giorni. La gamma di prodotti PRIMEDIC HeartSave è facile e veloce da utilizzare. I comandi vocali chiari guidano i soccorritori nelle procedure di rianimazione. • Defibrillazione a corrente controllata - CCD

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Defibrillazione Modalità semi-automatica Onde: bifasica controllata Energia: 50-360J Tempo ricarica: < 12 sec @ 360J Modalità Operativa asincrona Modalità pediatrica
- ECG Lead: II Campo Impedenza: 23-200 Ohm Frequenza cardiaca: 30-300 per min
- Rilevamento VF/VT Rilevamento VF/VT Tempo analisi: 7-12 sec Soglia assistolica: <0.2mV Artefact - individuazione Pacemaker
- Elettrodi Elettrodi non polarizzati, cavo lungo 2 m
- Monitor LCD 95x72 mm (4,7"/120mm) 320x240 pixel (0,36x0,36 mm) Display stato Batterie Velocità 25 mm/s Frequenza, n. defibrillazioni, n. di VF/VT, tempo totale di rianimazione
- Backup dati Memoria removibile Voce registrata
- Alimentazione Akupak Lite con batteria ricaricabile 100-240 V, 50/60 Hz - 150 scariche a 200 J - 5 ore di monitoraggio
- Status display Visualizzazione stato defibrillatore e batteria

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**II B**

CND

**Z12030501**

EAN / GTIN

**8023279334463**

CODICE GEF

**33446**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697