



# PLACCHE COMPATIBILI per CU iPAD NF1200, Cmos Drake Futura vedere anche 55030

Dispositivo medico

Classe IIb

Codice GEF (SKU) 33448

EAN / GTIN 8033003261521

Confezione 1

Una vasta gamma di placche certificate BSI (British Standard Inst.) per pazienti maggiori di 8 anni (25 kg) compatibili con la maggior parte dei defibrillatori presenti sul mercato. Aderenza eccellente e adeguato spessore del gel. Includono un paio di placche, cavo e connettore. Durata massima di validità: 30 mesi (24 mesi per 33584) dalla data di produzione. Senza lattice. Conformi alle seguenti normative: Direttiva 93/42/CEE e successivi emendamenti. Dispositivo medico Classe IIb, ANSI/AAMI: DF-80; IEC/EN: 60601-1, 60601-2-4; ISO: 10993-1. Produzione italiana. Compatibile con:

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIb

CND

C020401

EAN / GTIN

8033003261521

CODICE GEF

33448



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697