



STRINGINASSO large

Codice GEF (SKU) **33477**

EAN / GTIN **8023279334777**

Confezione **1**

STRINGINASSO - gomma grande - 70x45 mm - busta da 100
Stringinasso monouso con cuscinetti in gomma o in schiuma, per evitare che i pazienti inspirino o espirino attraverso il naso durante la spirometria. La tensione tiene fermo il dispositivo, mentre i cuscinetti in gomma o in schiuma offrono il massimo confort. Realizzati in termoplastica, privi di lattice. Gli stringinasso in gomma sono disponibili in 2 misure: standard o grande. Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279334777

CODICE GEF

33477



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697