

Sonda SPO₂-PED. per 33513, 33522

Codice GEF (SKU) 33516

Sensore SpO₂ pediatrico - ricambio

GEF Medica

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sensore SpO₂ pediatrico - ricambio

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF

33516



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697