



Filtro Antibatterico Per Spirometri MIR E Medisoft

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 33525

EAN / GTIN 8023279335255

Confezione 1

FILTRO ANTIBATTERICO - conf. da 50 monouso

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

R049001

EAN / GTIN

8023279335255

CODICE GEF

33525

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697