



Spirometro Minispir

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 33528

EAN / GTIN 8023279335286

Confezione 1

MINISPIR con SOFTWARE PER PC MIR SPIRO Curve Flusso/Volume e Volume/Tempo in tempo reale con comparazione PRE/POST. Interpretazione avanzata del test spirometrico. Incentivo pediatrico con animazioni. Età polmonare. Sensore di temperatura per conversione a BTSP. Fornito con turbina riutilizzabile. 32 parametri misurati: FVC, FEV1, FEV1%, FEV3, FEV3%, FEV6, FEV1/FEV6%, PEF, FEF25%, FEF50%, FEF75%, FEF25-75%, FET, Vext, Età polmonare, FIVC, FIV1, FIV1%, PIF, VC, IVC, IC, ERV, FEV1/VC%, VT, VE, Rf, ti, te, ti/t-tot, VT/ti, MVV. Manuale GB, IT (FR, ES, DE, PT, DK, NL, PL, SE, HU, BG, GR disponibili su www.gefmedica.com). Certificato MDR. Made in Italy. <HR>SOFTWARE PER PC MIR SPIRO Caratteristiche tecniche Sensore temperatura semiconduttore (0-45°C) Sensore di flusso turbina digitale bidirezionale Portata ± 16 L/s Accuratezza volume ± 2,5% o 50 mL Accuratezza flusso ± 5% o 200 mL/s Resistenza dinamica a 12 L/s <0,5 cm H2O/L/s Porta di comunicazione USB Alimentazione linea alimentata da porta USB Dimensioni 50x142x26 mm Peso 65 g

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sensore temperatura: semiconduttore (0-45°C)
- Sensore di flusso: turbina digitale bidirezionale
- Portata: ± 16 L/s
- Accuratezza volume: ± 2,5% o 50 mL
- Accuratezza flusso: ± 5% o 200 mL/s
- Resistenza dinamica a 12 L/s: <0,5 cm H2O/L/s
- Porta di comunicazione: USB
- Alimentazione: linea alimentata da porta USB
- Dimensioni: 50x142x26 mm
- Peso: 65 g

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

Z12150102

EAN / GTIN

8023279335286

CODICE GEF

33528



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - PIVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. **0573 1944697** - gefmedica.it