



# Spirometro Sp-10 Bluetooth

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 33535

EAN / GTIN 6945040101017

Confezione 1

SPIROMETRO SP-10 BLUETOOTH

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Volume max: 10 l
- Accuratezza volume:  $\pm 3\%$  o 50 ml (il valore maggiore)
- Intervallo flusso: 1 l/sec - 16 l/sec
- Accuratezza flusso:  $\pm 10\%$  o 0,3 l/sec (il valore maggiore)
- Parametri: FVC, FEV1, PEF, FEV1%, FEF25, FEF2575, FEF75
- CE 92/42 - EMC gruppo I classe B - protezione tipo BF

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

Z12150101

EAN / GTIN

6945040101017

CODICE GEF

33535



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697