



Spirometro SP-10

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 33536

EAN / GTIN 6945040100355

Confezione 1

SPIROMETRO SP-10

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Volume max: 10 l
- Accuratezza volume: $\pm 3\%$ o 50 ml (il valore maggiore)
- Intervallo flusso: 1 l/sec - 16 l/sec
- Accuratezza flusso: $\pm 10\%$ o 0,3 l/sec (il valore maggiore)
- Parametri: FVC, FEV1, PEF, FEV1%, FEF25, FEF2575, FEF75
- CE 92/42 - EMC gruppo I classe B - protezione tipo BF

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

Z12150199

EAN / GTIN

6945040100355

CODICE GEF

33536

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697