



# Spirometro Portatile SP-80B

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) **33551**

EAN / GTIN **8023279335514**

Confezione **1**

SPIROMETRO PORTATILE SP-80B

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Metodo: Turbine
- Parametri: 8 parametri correlati alla FVC (FVC, FEV1, FEV1/FVC, PEF, FEF 25, FEF 50, FEF 75, FEF 2575)
- Intervallo volume: 0~10 l ± 3% o 0,05 l (il maggiore dei due valori)
- Intervallo flusso: 0~16 l/s ± 5% o 0,2 l/s (il maggiore dei due valori)
- Schermo: LCD a colori 2,8"
- Memoria: 224 casi con grafico
- Alimentazione: batteria al litio ricaricabile - 200 mA
- Dimensioni - peso: 160x65x45 mm - 190 g

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**IIa**

CND

**Z12150101**

EAN / GTIN

**8023279335514**

CODICE GEF

**33551**



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697