



FILTRI BATTERIOLOGICI SPIROGUARD

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 33557

EAN / GTIN 5060120950086

Confezione 1

FILTRO ANTIBATTERICO SPIROGUARD - conf. da 50 pz. Compatibilità di Spiroguard: Erich Jaeger GmbH Masterlab e Masterscreen Ferraris Medical - P.K. Morgan Autolink-Benchmark Transflo e USA Transfer System Sensormedics 2200 - 2400 - 2450 Vitalograph Wedge-Bellow-Alpha e Escort Spirometers

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

R049001

EAN / GTIN

5060120950086

CODICE GEF

33557



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697