



Batteria Ricaricabile a 4 Pin per Cu-er 1/2/3 Vecchi Modelli

Codice GEF (SKU) 33563

EAN / GTIN 8023279335637

Confezione 1

Batteria ricaricabile 4 pin - vecchi modelli.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279335637

CODICE GEF

33563



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697