



PLACCHE COMPATIBILI per defib. Agilent-H.P., Laerdal vedere anche 55022

Dispositivo medico

Classe IIb

Codice GEF (SKU) 33577

EAN / GTIN 8033003260340

Confezione 1

Una vasta gamma di placche compatibili con la maggior parte dei defibrillatori presenti sul mercato, BSI certificati. Aderenza eccellente e adeguato spessore del gel. Includono una coppia di placche, cavo e connettore. Durata massima di validità, 2 anni dalla data di produzione. Produzione italiana. Compatibile con: • Agilent Hewlett-Packard - Codemaster 100-XE-XL-XL+ - Heartstream XL and XL T with cable M3507A • Laerdal Medical - HeartStart 4000

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIb

CND

C020401

EAN / GTIN

8033003260340

CODICE GEF

33577



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697