




# AUDIOMETRO PER SCREENING MAICO MA1 CON CUFFIE

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 33600

EAN / GTIN 4260176120858

Confezione 1

## AUDIOMETRO MAICO MA1 CON CUFFIE AUDIOMETRICHE

Audiometro da screening dal design super-leggero, abbastanza piccolo da stare nel palmo della mano. Ideale per finalità di screening rapido. Il dispositivo è in grado di trasmettere un tono puro a un solo orecchio alla volta. La gamma di intensità di stimolazione è compresa tra 15 e 50 dB HL con incrementi di livello di 5 dB. Le frequenze di test vanno da 500 a 4000 Hz. Funzione ON/OFF automatica. Fornito con cuffie audiometriche DD45, supporto e 2 batterie AA. Manuale multilingue: GB, FR, IT.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Segnale del test:: tono puro (continuo)
- Frequenze di test: 500, 1000, 2000, 4000 Hz
- Incrementi di livello: 5 dB
- Intensità stimolo: 15 dB HL - 50 dB HL
- Accuratezza - distorsione:  $\pm 4$  dB - inferiore a 3%
- Dimensioni - peso: 6,4x15,3xh 2,3 cm - 115 g
- Alimentazione: 2 batterie AA (incluse)
- Standard: IEC 60601-1:2012 Tipo B, IEC60601-1-2:2014
- Classificazione: Classe IIa (EU 2017/745) Dispositivo medico

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
II ACND  
Z121401EAN / GTIN  
4260176120858CODICE GEF  
33600

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697