



Auricolare per Audiometro PA5

Codice GEF (SKU) 33602

EAN / GTIN 8023279336023

CUFFIA AUDIOMETRICA TDH39

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CUFFIA AUDIOMETRICA TDH39

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279336023

CODICE GEF

33602



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697