



Placche Pediatriche Compatibili per Defib. Cardiac S. e Ge Vedere Anche 55002

Codice GEF (SKU) **33604**

EAN / GTIN **8033695729699**

PLACCHE COMPATIBILI PEDIATRICHE - monouso (Le direttive internazionali RCP indicano di effettuare trattamenti pediatrici fino a 8 anni, corrispondenti a circa 25 kg secondo la curva standard di crescita)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- PLACCHE COMPATIBILI PEDIATRICHE - monouso (Le direttive internazionali RCP indicano di effettuare trattamenti pediatrici fino a 8 anni, corrispondenti a circa 25 kg secondo la curva standard di crescita) Conformi alle medesime normative delle placche adulti. Senza lattice. Made in Italy. Confezione multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE, GR, RU. Compatibili con:
- Cardiac Science - Powerheart AED 9200 series - Powerheart G3 AED 9300 series (G3, G3 Plus, G3 Pro)
- GE - Responder AED, AED Pro

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8033695729699

CODICE GEF

33604



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697