



CUFFIE EXTRA ISOLAMENTO

Codice GEF (SKU) 33621

EAN / GTIN 8023279336214

Confezione 1

ATTENUATORE DI RUMORE - per cuffie via aerea Compatibile con cuffie TDH39 e DD45

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279336214

CODICE GEF

33621



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697