



AUDIOMETRO DIAGNOSTICO BELL PLUS aerea+ossea+mascheramento

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 33635

EAN / GTIN 8054187380020

Confezione 1

AUDIOMETRO DIAGNOSTICO BELL PLUS - aerea + ossea + mascheramento + software DAISY-MAESTRO Bell è un audiometro diagnostico di base per audiometria ossea e aerea, veloce ed accurata. Semplicità d'uso, modalità "esame automatico" veloce ed affidabile, interfaccia user-friendly e facile trasportabilità rendono Bell lo strumento ideale per le cliniche private, gli studi multi specialistici e le applicazioni di medicina del lavoro. - audiometria toni puri in AC/BC - test soglia automatica Hughson-Westlake - display grafico a colori - memoria interna per 100 pazienti - soluzione economica - fornito con cuffia per conduzione aerea e vibratore osseo Interfaccia software Maestro Il modulo Maestro è il software relativo all'audiometro Bell Plus. Connettendo il dispositivo al PC tramite USB, è possibile visualizzare in tempo reale i risultati degli esami e scaricare i dati. Con tale software è inoltre possibile comandare totalmente le funzioni dell'audiometro. Manuale: GB, FR, IT, ES, DE, PT Bell Plus richiede la calibrazione annuale da parte di un centro autorizzato. Su www.gefmedica.com è riportato l'elenco dei Paesi in cui è presente un centro. Made in Italy.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tipo di dispositivo Audiometro ibrido
- Classe EN 60645-1, ANSI S3.6 3 - diagnostico
- Versione AC/BC
- Mascheramento NBN, WN
- Auricolare ad inserzione per mascheramento Si
- Tono warble Si
- Tono pulsato 0,5 Hz, 1 Hz, 2 Hz
- Gamma di frequenza 125- 8000 Hz
- Intensità massima dei segnali AC: -10 a 120 dB HL / BC: -10 a 80 dB HL
- Passo attenuatori 5 dB
- Audiometria automatica Soglia automatica HW
- Talk over Microfono interno o esterno
- Tipo display Grafico a colori
- Risoluzione, dimensioni display 480x272, 4,3"
- Memoria interna 100 pazienti
- Alimentazione 100-240 V, 50/60 Hz
- Dimensioni - peso 32x32x9 cm - 1,8 kg
- Compatibilità Windows 7, 8, 10

CLASSE DM

II A

CND

Z121401

EAN / GTIN

8054187380020

CODICE GEF

33635



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it