



CABINA AUDIOMETRICA PRO 28 INTERMEDIATE 96x96x197 cm con ventilazione

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 33644

EAN / GTIN 8023279336443

Confezione 1

PRO 28 INTERMEDIATE - 96x96x197 cm Cabina insonorizzata con isolamento interno innovativo e tecnologia acustica per prestazioni di insonorizzazione superiori nella soluzione più compatta. La finitura interna è costituita da una speciale fibra fonoassorbente rivestita con materiale acustico igienizzabile, ignifugo e altamente resistente con un'acustica perfetta. Sistema integrato silenzioso di ventilazione forzata. Consigliata per screening dell'udito e test diagnostici quando lo spazio disponibile è limitato. Made in Italy.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni esterne (cm): 96x96xh 197
- Dimensioni interne (cm): 81x81xh 173,5
- Porta dimensioni cm: 55xh 168
- apertura: Sinistra/Destra
- Finestra dimensioni cm: 52xh 52
- materiale: vetro isolante di sicurezza a 2 cristalli
- Spessore parete cm: 7,5
- Peso (kg): 233
- Ventilazione: si
- Riduzione del rumore testata dB a 1.000 Hz: 36,2
- Potenza di illuminazione interna V-Hz: 230 - 50/60
- Norme: Classe I Regolamento UE 2017/745 relativo ai Dispositivi Medici

CLASSE DM

I

CND

Z12149002

EAN / GTIN

8023279336443

CODICE GEF

33644



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it