



CABINA AUDIOMETRICA PRO 28 PREMIUM 96x96x197 cm con ventilazione e porta con finestra

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 33649

EAN / GTIN 8023279336498

Confezione 1

PRO 28F - 96x96x197 cm Nuova cabina compatta costruita con materiali innovativi che garantiscono un'ottima acustica e un livello eccellente di isolamento. Interni in tessuto ignifugo, lavabile, igienizzabile e ultra resistente. Sistema di ventilazione interna. Esterno composto da pannelli resistenti, ignifughi e lavabili. Modulo per connessione cavo incluso. Made in Italy. Porta ad apertura a scelta (destra/sinistra) con chiusura magnetica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Misure esterne (cm): 96x96x197
- Misure interne (cm): 81x81x173,5
- Porta misure cm: 55x168
- Apertura: Sinistra/Destra
- Dimensione finestre cm: 52x52
- Materiale: 2 cristalli isolanti in vetro di sicurezza
- Spessore parete cm: 7,5
- Peso (kg): 233
- Ventilazione: si
- Riduzione del rumore testata dB a 1.000 Hz: 36,2
- Potenza di illuminazione interna V-Hz: 230 - 50/60
- Norme: Classe I Regolamento UE 2017/745 relativo ai Dispositivi Medici

CLASSE DM

I

CND

Z12149002

EAN / GTIN

8023279336498

CODICE GEF

33649



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it